



Venorrectal®

Gel anorrectal para hemorroides con aplicador

Con extracto de corteza de Roble

INSTRUCCIONES DE USO: Lea todas las instrucciones de uso cuidadosamente antes de usar este producto sanitario porque contiene información útil para usted.

Venorrectal® Contenido del estuche

Un estuche de Venorrectal® contiene el gel anorrectal destinado para el uso en caso de hemorroides, las instrucciones de uso y un práctico aplicador diseñado para simplificar la aplicación del gel. No todos los tamaños de paquete tienen porque estar comercializados. Venorrectal® contiene: Extracto de corteza de roble (*Quercus robur*), diosmina, hesperidina, carbómero 940, hidróxido de sodio, metilparabeno, propilparabeno y agua purificada.

Mecanismo de acción de Venorrectal®

Los efectos positivos del producto sanitario Venorrectal® se basan en los efectos de reducción de los taninos contenidos en el extracto de corteza de roble (*Quercus robur*). Por sus efectos reductores y calmantes, los taninos actúan favorablemente en las inflamaciones de la piel y las mucosas, facilitan la cicatrización de las heridas y alivian los síntomas que acompañan la aparición de hemorroides. Por su capacidad para formar una barrera protectora, los taninos protegen la piel sensible y la mucosa en la zona anal de posibles infecciones y facilitan su recuperación y regeneración. Los flavonoides diosmina y hesperidina apoyan los efectos antioxidantes, antibacterianos y antiinflamatorios favorables de los taninos de la corteza de roble.

Uso previsto de Venorrectal®

El producto sanitario Venorrectal® se usa para aliviar los síntomas que acompañan la aparición de hemorroides, como irritación, picor, ardor o supuración en la zona anal. Al mismo tiempo, Venorrectal® reduce la hinchazón que se produce en los procesos inflamatorios y facilitan la cicatrización de heridas. Venorrectal® está diseñado para usarse en la zona anal y no debe usarse internamente. La aplicación de Venorrectal® en el embarazo o durante la lactancia debe consultarse con su médico. La aplicación de Venorrectal® en niños y adolescentes debe consultarse con su médico.

Cómo usar Venorrectal®

Según necesidad, se debe aplicar una cantidad suficiente de gel en la zona anal de 2 a 3 veces al día. Se recomienda que antes de la aplicación, la piel y las mucosas alrededor de la zona anal se limpien con agua tibia (sin usar jabón) y se sequen con una toalla suave. Antes de cada aplicación, retire los restos de gel después de la aplicación previa del gel u otros productos utilizados localmente.

Venorrectal® generalmente se usa por la mañana y antes de acostarse por la noche. Se recomienda que el gel se use 2 a 3 veces al día durante 5 a 7 días; luego 2 a 3 veces por semana hasta que desaparezcan los síntomas. La aplicación de gel no debe exceder los 30 días.

Venorrectal® se puede aplicar en la zona anal de las siguientes dos maneras: 1) aplicación directa con los dedos o 2) uso del aplicador incluido.

Aplicación directa de gel con los dedos:

Apriete el tubo de plástico para aplicar una cantidad suficiente de gel directamente sobre los dedos y use los dedos para aplicar el gel con cuidado alrededor del área anal. Vuelva a colocar la tapa al tubo inmediatamente después de la aplicación del gel para evitar que el gel se seque.

Aplicación de gel con el aplicador adjunto: Después de quitar la tapa del tubo, coloque el aplicador adjunto al tubo y retire la cubierta superior del aplicador. Coloque el tubo con el aplicador en el área anal y apriete el tubo suavemente hasta que se administre una cantidad suficiente del gel. Inmediatamente después de la aplicación del gel, retire el aplicador y lávelo con agua tibia. Cuando el aplicador se seque, recolóque el tapón superior sobre él. Cierre el tubo con la tapa para evitar que el gel se seque.

Advertencias importantes e instrucciones especiales antes del uso de Venorrectal®

Venorrectal® está diseñado exclusivamente para uso externo en la zona anal y no debe usarse internamente. Para usar Venorrectal®, debe leer atentamente la forma y las condiciones de uso que se especifican en estas instrucciones de uso.

No use Venorrectal® si es hipersensible (alérgico) a cualquier ingrediente de este producto sanitario. Los conservantes metilparabeno y propilparabeno contenidos en Venorrectal® pueden causar reacciones alérgicas (tales reacciones hipersensibles pueden retrasarse en el tiempo).

En caso de sangrado en la zona anal o sospecha de sangre en las heces acompañada de fiebre y dolor, no continúe usando Venorrectal® y consulte con su médico sobre si continuar el uso del gel. Si los problemas con las hemorroides duran más de 30 días, debe consultar con su médico sobre el uso posterior del gel.

El uso simultáneo de Venorrectal® y otros productos aplicados localmente (cremas, ungüentos, geles o supositorios) debe ser consultado con su médico. No use Venorrectal® después de la fecha de caducidad indicada en el envase. No use Venorrectal® si nota que el tubo está dañado en la medida en que la tapa no se mantenga cerrada o el gel tenga fugas. Devuelva el producto sanitario Venorrectal® no utilizado a su farmacia para su eliminación segura.

Posibles efectos secundarios de Venorrectal®

Durante el uso de Venorrectal®, se pueden presentar efectos secundarios agudos que tienen la forma de hipersensibilidad (alergia) o irritación local de la piel o la mucosa en la zona anal (dermatitis por contacto). En caso de que observe la aparición de cualquier tipo de efecto secundario, incluso uno no descrito en estas instrucciones de uso, consulte con su médico.

Condiciones de almacenamiento Venorrectal®

Venorrectal® debe almacenarse en el tubo original debidamente cerrado, en un lugar seco, a una temperatura de entre 10°C y 25°C. Proteger de la luz. Proteger de heladas. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

La última fecha de revisión: Enero 2020



Distribuido por: Laboratorio STADA, S.L., Frederic Mompou 5,
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España

 VULM s.r.o. Tuhovská 18, 831 06 Bratislava. Slovak Republic.
www.vulm.sk

Símbolos usados:

